




①このように
準備されています。
※検査前に手を
アルコール消毒してください



②一番小さな数字のチューブ
をとってください。




③数字をおぼえておいてくだ
さい。後で必要です。



④キャップを外し、唾液（つ
ば）をチューブに入れてくだ
さい



⑤黒線の部分(チューブのくびれ)まで唾液(つば)を入れてください。
たくさん唾液が必要です。ガムを噛むようにモグモグすると出やすくなります



⑥アイスボックスにチューブを収納してください。



⑦ボックスの蓋を閉めてください。終わったら電話をして番号を教えてください。

088-642-5050

※帰る前に手をアルコール消毒してください。